

	A BEVITT FOLYADÉK Mennyisége	INKONTINENCIA		WC-BE ÜRÍTETT VIZELET Mennyiség	A VIZELET VESZTÉS Mértéke	KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
		NINCS VIZELET	VIZELET			
00:00 - 01:00						
01:00 - 02:00						
02:00 - 03:00						
03:00 - 04:00						
04:00 - 05:00						
05:00 - 06:00						
06:00 - 07:00						
07:00 - 08:00						
08:00 - 09:00						
09:00 - 10:00						
10:00 - 11:00						
11:00 - 12:00						
12:00 - 13:00						
13:00 - 14:00						
14:00 - 15:00						
15:00 - 16:00						
16:00 - 17:00						
17:00 - 18:00						
18:00 - 19:00						
19:00 - 20:00						
20:00 - 21:00						
21:00 - 22:00						
22:00 - 23:00						
23:00 - 24:00						

NAP

 a bevitt folyadék mennyisége
(összesen) (ml)

 a wc-be ürített vizelet
mennyisége (összesen) (ml)

LEÍRÁS

- **A wc-be ürített vizelet:** pl. 20ml, 30ml, 40ml, 50ml, 100ml stb. Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni az ürített vizelet mennyiségét, először szükség lehet egy henger alakú skálázott mérőedényre.
- **A bevitt folyadék mennyisége:** csésze ~150ml, pohár ~200ml, bögre ~300ml, leveses tányér ~250-400ml
- **Az inkontinencia epizódok körülménye:** például nevetéskor, köhögéskor, nehéz súly emeléskor, testtartás csere esetén stb.
- **a fehérnemű védelmére használt termék (megfelelő betűjellel jelölt termék):** B - urológiai betét; P - nadrágpelena; A - anatómiailag formált betét; N - inkontinencia nadrág elasztikus derékkal; E - Egyéb